

FICHA TÉCNICA

TAGUMEDICA

SUTURAS QUIRÚRGICAS CATGUT CRÓMICO

SUTURAS ABSORBIBLES



DESCRIPCIÓN

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color castaño a marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo in vivo al incrementarse el período de absorción. El Catgut Crómico se presenta en sobre tipo blister en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.

MARCA

Tagumedica

TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática.

INDICACIONES DE USO

Utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomienda suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.

PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja(s) de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.

COLOR

Castaño a marrón.

CALIBRE

9 / 0 a 4

REFERENCIA

REDONDA / AHUSADA



AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE
15 mm	Catgut	70 cm	
A	Crómico.	A	5-0 / 2
50 mm		90 cm	

SIN AGUJA

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE
Catgut		
Crómico	150 cm	3-0 / 3

*Medidas varían por modelo de aguja.